



ACADEMY
FOR BIOENERGETICS
INTERNATIONALE LEHR- UND FORSCHUNGS-
ANSTALT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Artritis reumatoide ó Poli-artritis crónica y la aplicación de la terapia “BEMER 3000”

Como poli-artritis (griego: poli= multi) se denominan aquellas enfermedades donde están afectadas por lo menos cinco ó más articulaciones por procesos inflamatorios. Se distingue entre poli-artritis aguda y crónica, denominando estas últimas también como artritis reumatoide.

Las poli-artritis son las enfermedades inflamatoria-reumáticas más frecuentes.

Hoy por hoy, no está definida la causa. Debido al hecho de que los procesos inflamatorios dentro del interior de la articulación son causados por células inmunes propias, se clasifica actualmente esta enfermedad como enfermedad auto-inmune.

Contrario a las enfermedades degenerativas de las articulaciones (p.ej., artrosis), aparecen los dolores, a veces muy fuertes, primariamente en las fases de descanso y mejoran cuando se mueven dichas articulaciones. Típicamente están afectadas las articulaciones más pequeñas, como p.ej. los dedos de las manos y de los pies. Además es característico el ataque simétrico de las articulaciones correspondientes, así como una fuerte rigidez mañanera, que puede ser duradera según la importancia que tenga, y también hinchazones mediante la formación de derrames dentro de las articulaciones.

Aunque los síntomas “agudos” se limitan a las articulaciones, aparecen generalmente otras dolencias como el malestar del estado general, disminución del rendimiento, cansancio, pérdida de peso, depresión entre otras.

Temidos, pero relativamente raros son las afecciones orgánicas, donde se producen inflamaciones, p.ej. del corazón, de la pleura y de los capilares y como consecuencia alteraciones de las estructuras de los tejidos correspondientes.

En la terapia convencional prevalece el tratamiento medicamentoso para el alivio de los episodios agudos y el control de la enfermedad. Se complementa con ejercicios de la gimnasia rítmica y formas de terapia física, terapias ergométricas, consulta psicológica e información al paciente. La terapia adecuada de pacientes con poli-artritis crónica requiere una estrecha interacción de los especialistas y una adaptación continua de la terapia al estado en cada momento y a la importancia de la enfermedad y sobretodo a las dolencias momentáneas y las limitaciones del paciente.

La terapia con los campos electromagnéticos pulsados de baja intensidad representa una terapia alternativa. La terapia BEMER sirve para mejorar los parámetros circulatorios y para el soporte amplio de los mecanismos auto-reguladores naturales. Debido a sus efectos comprobados científicamente, puede contribuir a la estabilización y/o mejora de los más diversos parámetros del bienestar y aportar una gran ayuda en el tratamiento de la poli-artritis crónica.

- Positiva influencia fisiológica del estado funcional de la micro-circulación y aumento de la absorción del oxígeno en el tejido capilar
- Influencia positiva de la bio-síntesis proteica (proteínas reparadoras)

- Mejoría de las condiciones micro-hemodinámicas de los procesos inmunológicos iniciales y con ello el refuerzo indirecto de los mecanismos endógenos de defensa
- Efecto favorable sobre el sistema neurovegetativo

La terapia BEMER es un método de terapia completo, que optimiza la producción energética de las células (ATP) mediante un mejor riego sanguíneo y una absorción incrementada de oxígeno y con ello contribuye a la regulación del metabolismo celular en todo el organismo.


Recomendaciones generales de aplicación en artritis

- Aplicación 1 a 2 veces al día con la estera de bobinas de acuerdo con el programa básico
- Adicionalmente una aplicación diaria en la estera de bobinas con la posición 10
- Localmente se utiliza el aplicador intensivo ó el cojín de bobinas con el programa P4. Durante los episodios agudos de inflamación se recomienda la aplicación local del aplicador intensivo solo con el programa P3

Observaciones:

En el caso de un diagnóstico de una hiper-acidosis del tejido se considera que la toma de preparados de minerales alcalinos, baños con sustancias alcalinas ó básicas y otros métodos alcalinos, así como la adaptación de la alimentación son recomendables.

En un estudio médico de aplicación práctica bajo el auspicio de la Academia para Bioenergética (AFB) se han documentado los efectos de la terapia BEMER en humanos. Se ha establecido un total de 1116 protocolos. Ya que la mayoría de los pacientes participantes padecían de varias patologías resultaban un total de 2031 casos. En el tiempo de terapia de una media de seis semanas y con 318 casos protocolizados se han obtenido los siguientes resultados: el 75% ha experimentado un significativo alivio y/o asintomatología, el 18% ha obtenido mejorías y en el 7% no se ha visto ningún cambio en su estado de las patologías reumáticas. En el bienestar se ha mostrado un 70 % de mejoría absoluta, 23% de mejoría y un 2% sin cambio.



Literatura y estudios:

- Härtling, H.: *Behandlung verschiedener orthopädischer Krankheitsbilder mit dem BEMER 3000* (2002)
- Klopp, R.: *Magnetfeldtherapie: Komplementär-therapeutisch sinnvoll oder Unsinn?* Institut für Mikrozirkulation Berlin (2005)
- Michaelis, H.: *Ärztliche Anwenderstudie 09/03*. Akademie für Bioenergetik (2003)
- Michels-Wakili, S., Kafka W.A.: *BEMER 3000-typisch gepulste elektromagnetische Felder niedriger Energie reduzieren Zahnarztangst* (2003)
- Schütze, N., Walther, M., Kafka, W.A.: *Einsatz extrem niederfrequent (BEMER-typisch) gepulster schwacher elektromagnetischer Felder im Bereich der Orthopädie*. Orthopädische Praxis 41, 1 (2005)

traducción de
Dr. Helmut O. Dieringer
Innomed Médica, s.l.
2006

© Akademie für Bioenergetik
Schliessa 12, FL 9495 Triesen
www.afb.li